



**Wózek wanna WLH-140 P** dobrze służy myciu przyłóżkowemu pacjentów , jak również ich przewożeniu do łazienek i myciu pod prysznicem.

Wózek kąpielowy posiada regulowaną wysokość leża-wanienki, co ułatwia podejmowanie pacjenta z łóżka, a personelowi zapewnia wygodną ,ergonomiczną pozycję przy obsłudze.

Mycie z użyciem wózka prysznicowego daje możliwość szybkiego wykonania czynności higienicznych, a po zdjęciu z niego leża – wanienki urządzenie może spełniać funkcję wózka transportowego.

Zwarte podwozie sprawia, że urządzenie jest wysoce mobilne i sprawne w manewrowaniu, a leże nie zmienia położenia w poziomie przy zmianie wysokości.

Wózek transportowo – kąpielowy wykonany ze stali nierdzewnej długo służy w dobrej kondycji technicznej i estetycznej.

1. Długość wózka 2000 mm
2. Szerokość wózka 650 mm
3. Zakres podnoszenia 400 mm
4. Masa wózka
5. Mechanizm podnoszenia- hydrauliczny lub elektryczny.
6. Koła z hamulcem i blokadą kierunku jazdy lub centralnym hamulcem.
7. Podglówek i łatwo ślizg.
8. Uchylny dwa boki leża-wanienki.
9. Odłączany wąż spustowy .
10. Odchylane leże w kierunku spustu wody dla łatwiejszego jej spływu.
11. W opcji leże przechylane do pionu dla łatwiejszego osuszania.
12. Po zdjęciu niecki leża możliwość wykorzystania wózka jako transportowego.
13. Wózek w standardzie wykonany ze stali nierdzewnej, malowanej proszkowo.

Istnieje możliwość dostosowania urządzenia do indywidualnych potrzeb nabywcy.

Wszystkie urządzenia produkowane przez DELTOM Sp. z o. o. oznaczone są znakiem CE.

Transport zakupionego sprzętu, jego montaż i instalacje oraz szkolenie personelu w zakresie obsługi mieszczą się w cenie zakupu. Urządzenia posiadają min.24 miesięczną gwarancję, świadczymy serwis pogwarancyjny.

**Deltom Spółka z o.o.**  
**ul. Dekerta 19/8, 87-100 Toruń**  
**tel. / fax 0-56 6601188**  
**e-mail: [biuro@deltom.com.pl](mailto:biuro@deltom.com.pl), [www.deltom.com.pl](http://www.deltom.com.pl)**